

COVID-19

# SALZBURG GURGELT

Salzburg gurgelt ist ein Gemeinschaftsprojekt des **Landes Salzburg**, der **Novogenia GmbH**, **SPAR Österreich** und **McDonald's Österreich**.

## HIER ERHALTEN SIE IHR KOSTENLOSES PCR-TEST-SET:

Die PCR-Test-Sets finden Sie bei allen teilnehmenden SPAR-Märkten. Eine Liste dieser finden Sie unter: **sbg-gurgelt.at**

## WO GEBE ICH MEINE PROBE AB?

Sie können die Probe bei allen "Salzburg-gurgelt" gekennzeichneten Sammelboxen abgeben. Diese finden Sie bei den teilnehmenden SPAR-Märkten, McDonalds-Restaurants und bei den Gemeinden.



Unter **sbg-gurgelt.at** haben wir alle Abgabestellen für Sie aufgelistet.



## DARAUS BESTEHT IHR PCR-TEST-SET:

In dem PCR-Test-Set finden Sie 10 PCR-Gurgel-Testkits mit Anleitung und 3 personenbezogene Etikettenbögen mit den benötigten QR-Codes.

Bei der Registrierung wird ein Etikettenbogen mit den dementsprechenden QR-Codes auf die testende Person festgelegt. Die QR-Codes dieses Etikettenbogens dürfen somit ausschließlich von dieser Person verwendet werden.

**Tipp:** Nutzen Sie das Set mit mehreren Personen, notieren Sie die Namen der Personen auf dem jeweiligen Etikettenbogen, damit keine Verwechslung stattfinden kann.

Unter **sbg-gurgelt.at** finden Sie den Ablauf.

# Häufige Fragen

## **Darf ich vor dem Gurgeln essen oder trinken?**

Wir bitten darum 30 Minuten vor der Probenabnahme nichts zu essen oder zu trinken bzw. Mundhygiene zu betreiben. Dies kann zu einer nicht auswertbaren Probe führen.

## **Warum sind in den Test-Sets 2 Röhrchen?**

Bei den Testungen wird das Pooling-Verfahren angewendet.

Beim Pooling werden mehrere Proben gemeinsam per PCR-Analyse auf Virus-DNA untersucht. Nur falls die Gesamtprobe positiv ausfällt, werden die Einzelproben noch einmal separat getestet. Aus diesem Grund befinden sich 2 Röhrchen im Testkit.

## **Wann erhalte ich mein Ergebnis?**

Bitte beachten Sie dazu die Information an der von Ihnen ausgewählten Abgabestelle. Wenn Sie die Probe vor der täglichen Abholung einwerfen, erhalten Sie Ihr Ergebnis in der Regel am Folgetag.

## ***Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass es zu Verzögerungen kommen kann.***

Die Gründe dafür sind z.B. nicht ausreichende Probenqualität, erweiterte Analysen bei positivem Befund im Pool oder nicht korrekte Vorgehensweise beim Testen und/oder registrieren.

## **Haben Sie weitere Fragen, die Sie hier nicht finden?**

Ausführliche Informationen zu Salzburg gurgelt finden Sie unter: [sbg-gurgelt.at](https://sbg-gurgelt.at)

## **Ihre Sicherheit ist uns wichtig!**

Alle Bestandteile des Probenentnahmesets werden bei Novogenia hergestellt und sind als Medizinprodukt CE-IVD registriert und somit als unbedenklich eingestuft. Die Lösung, mit der Sie gurgeln, besteht aus einer 0,9% Kochsalzlösung (NaCl), die aus Wasser, unjodiertem Kochsalz und Kohlensäure besteht, welche nach höchsten Sicherheits- und Hygienestandards hergestellt wird.